

**Pakiet 5 Maszynowe mycie i dezynfekcja**

L.p.	Charakterystyka preparatu	Zakres działania	Opakowanie	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F	Nazwa handlowa preparatu
				A	B	C	D	E	F	G
1	Płynny, neutralny preparat do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich oraz innego sprzętu medycznego wrażliwego na temperaturę. Zawierający glioksal, aldehyd glutarowy	B, Tbc, F, V - 5-10min	5 l	45						
2	Płynny, neutralny preparat do maszynowego i manualnego mycia narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych i elastycznych, sprzętu anestezyjologicznego, może być stosowany do mycia zanurzeniowego i kąpieli ultradźwiękowej; zawierający anionowe tenzydy, alkalia, enzymy, środki konserwujące		5 l	35						
3	Kwaśny preparat myjący i neutralizujący do myjni - dezynfektorów medycznych i laboratoryjnych, niezawierający związków fosforowych i tenzydów. Przeznaczony do neutralizacji po alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, wyposażenia anestezyjologicznego i innego sprzętu medycznego zalecany szczególnie przy wysokiej ochronie materiału; zawierający kwasy organiczne		5 l	30						
4	Preparat myjąco-płuczący do mycia naczyń sanitarnych; zawierający <5% fosfonaty, 15-30% sole NTA		5 l	30						
5	Preparat do maszynowego płukania i zmiękczenia wody w myjkach do naczyń szpitalnych; zawierający <5% poliwęglany, środki konserwujące		5 l	24						
<b>Razem:</b>										

UWAGA !!!

- Preparaty kompatybilne ze sobą (powinny pochodzić od jednego producenta).